



Domotherm E

Verwendung ohne
Hygiene-Schutzhülle

Einfache Benutzung ohne Hygiene-Schutzhüllen.

Auch zur Messung von Oberflächentemperaturen z.B. Babyflasche, Badewasser, Umgebungstemperatur. Speicherung der letzten 12 Messwerte mit Datum und Uhrzeit. Silent Mode: Signalton abschaltbar. Beleuchtetes Display mit Farbwechsel bei Fieber. Umschaltbar °C/°F. Langzeitbatterie für ca. 1000 Messungen und automatische Abschaltung.

- Sehr einfach zu benutzen
- Klinisch getestet
- Genaue Ergebnisse in nur 1 Sekunde
- Speicher für 12 Messwerte

Lieferumfang: Infrarot-Ohrthermometer,
Reinigungstücher, Gebrauchsanweisung



PZN-11613786

2021-07